

## Phospho-Vav1-Y174 Rabbit Pab For Wb - P15498

품목 번호: CM0001407



### 소개

인간 VAV1의 티로신 174(Y174)을 표적으로 하는 포스포-특이성 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 및 쥐 샘플에서의 웨스턴 블롯(WB)에 이상적이며, 조혈 신호 전달 및 세포 분화에서 Vav 단백질 기능 탐구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수    | 값                                               |
|---------|-------------------------------------------------|
| 제품명     | Phospho-VAV1-Y174 Rabbit pAb                    |
| 비고/별칭   | VAV; Phospho-VAV1-Y174                          |
| 종       | 인간                                              |
| 유전자 ID  | 7409                                            |
| 면역원     | 합성 펩타이드: 인간 VAV1의 Y174 주변 잔기에 해당하는 인산화 특이적 펩타이드 |
| 원천      | 토끼                                              |
| 분류      | 인산화 항체                                          |
| 응용 분야   | WB                                              |
| 교차 반응성  | 인간, 쥐                                           |
| SWISS   | P15498                                          |
| 단백질 분자량 | 98kDa                                           |
| 배송      | 아이스백                                            |