


Phospho-Vegf Receptor 2-Y1175 Rabbit Mab For Wb, Elisa - P35968

품목 번호: CM0000973



소개

Y1175에서 인산화된 VEGFR2(KDR, FLK1, CD309)를 표적하는 인산화 특이적 토끼 단일클론항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증됨. 혈관신생 및 혈관 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-VEGF 수용체 2-Y1175 토끼 단일클론항체
비고/별칭	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2
종	인간
유전자 ID (인간)	3791
면역원	합성 펩타이드: 인간 VEGF 수용체 2 (NP_002244.1)의 Y1175 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	웨스턴 블롯, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P35968
단백질 분자량	152 kDa
배송	아이스백