


Phospho-Vimentin-S39 토끼 Pab, Wb, Ihc-P, Elisa 용 - P08670

품목 번호: CM0001253



소개

WB, IHC-P, ELISA 응용 분야용 Phospho-Vimentin-S39 토끼 다클론 항체. Ser39에서 인산화된 인간, 마우스, 래트 비멘틴을 검출합니다. 세포 이동 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-Vimentin-S39 토끼 pAb
비고/별칭	CTRCT30; HEL113; Vimentin; VIM; vimentin; Phospho-Vimentin-S39
종	인간
유전자ID (인간)	7431
유전자ID	7431
면역원	인간 VIM S39 부근의 합성 인산화 펩타이드 (NP_003371.2)
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P08670
단백질 분자량	54 kDa
배송 방법	아이스 팩