


인-S56 포스포 비멘틴 토끼 다클론 항체, Wb 및 Elisa용 - P08670

품목 번호: CM0000601



소개

인-S56 포스포 비멘틴 토끼 pAb는 WB와 ELISA를 통해 인간 및 래트 샘플에서 Ser56 위치에서 인산화된 비멘틴을 검출합니다. 중간 필라멘트 역학, 세포 이동 및 EMT 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인-S56 포스포 비멘틴 토끼 pAb
비고/별칭	CTRCT30; HEL113; Vimentin; VIM; vimentin; Phospho-Vimentin-S56
종	인간
유전자ID	7431
면역원	합성 펩타이드: 인간 VIM (NP_003371.2)의 S56 부위 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	P08670
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스팩