

포스포-Yap1-S127 래빗 단일클론항체 - P46937

품목 번호: CM0001223



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 포스포-YAP1-S127 래빗 단일클론항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. Hippo 경로, 장기 크기 조절, 종양 억제 연구에 이상적입니다. 분자량 약 54 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	포스포-YAP1-S127 래빗 단일클론항체
비고/별칭	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; 포스포-YAP1-S127
종	인간
GeneID (인간)	10413
GeneID	10413
면역원	합성 펩타이드: 인간 YAP1 유래 합성 펩타이드
원천	래빗
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P46937
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백