

Phospho-Yap1 (S397) 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P46937

품목 번호: CM0001944



소개

Ser397에서 인산화된 YAP1에 특이적인 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 반응성으로 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. Hippo 경로 및 암 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	phospho-YAP1-S397 Rabbit pAb
비고/별칭	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; phospho-YAP1-S397
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	10413
GeneID	10413
면역원	사람 YAP1 (NP_001123617.1)의 S397 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	P46937
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)