

Phospho-Ywhaz (Ser58)/Ywhah (Ser59)/Ywhag (Ser59)/Ywhab (Ser60) 토끼 단일클론 항체 (Wb, Elisa용) - P63104 / Q04917 / P61981 / P31946

품목 번호: CM0001935



소개

14-3-3 아이소폼 제타(Ser58), 에타(Ser59), 감마(Ser59), 베타(Ser60)를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체입니다. 사람 및 마우스 반응성으로 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 14-3-3 신호 전달 및 인산화 사건 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-YWHAZ -Ser58+YWHAA -Ser59+YWHAG-Ser59+YWHAB -Ser60 Rabbit mAb
비고/별칭	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; YWHA1; 14-3-3GAMMA; DEE56; EIEE56; PPP1R170; GW128; HEL-S-1; HSI; KCIP-1; YWHAA
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	7534/7533/7532/7529
유전자 ID	7534/7533/7532/7529
면역원	사람 YWHAZ/YWHAH/YWHAG/YWHAB의 Ser58&Ser59&Ser59&Ser60 주변 잔기에 해당하는 합성 인산화 특이적 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	P63104/Q04917/P61981/P31946
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)