


인-Zap70-Y493 토끼 단클론 항체 - P43403

품목 번호: CM0001386



소개

IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 인-ZAP70 (Tyr493) 토끼 단클론 항체입니다. T세포 수용체 신호전달 및 적응면역에서 핵심 티로신 키나아제인 인간 ZAP70과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인-ZAP70-Y493 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ZAP70; ADMIO2; IMD48; SRK; STCD; STD; TZK; ZAP-70; 티로신 단백질 키나아제 ZAP-70; Phospho-ZAP70-Y493
종	인간
유전자 ID	7535
면역원	인간 ZAP70의 Y493 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P43403
단백질 분자량	70kDa
배송 방법	아이스백