


Pi3 Kinase P85 Alpha Rabbit Pab - P27986

품목 번호: CM0017124



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용 인간 PI3 Kinase p85 alpha (PIK3R1)를 표적으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. PI3K 신호 전달 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PI3 Kinase p85 alpha Rabbit pAb
비고/별칭	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA; PI3 Kinase p85 alpha
종	Human (인간)
Gene ID (Human)	5295
Gene ID	5295
면역원	인간 PI3 Kinase p85 alpha (NP_852664.1)의 아미노산 240-380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	P27986
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스백