


Pias1 토끼 다클론 항체 (If/Icc 및 Elisa용) - O75925

품목 번호: CM0028586



소개

인간 E3 SUMO-단백질 리가제 PIAS1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. SUMO화 및 전사 조절 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PIAS1 토끼 pAb
비고/별칭	GBP; ZMIZ3; DDXBP1; GU/RH-II; PIAS1
종	인간
유전자ID (인간)	8554
유전자ID	8554
면역원	인간 PIAS1 (NP_057250.1)의 아미노산 422-651에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O75925
단백질 분자량	72kDa
배송 방식	아이스 팩