


Wb 및 Elisa용 Pias1 토끼 다클로날 항체 - O75925

품목 번호: CM0013062



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 PIAS1 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트와 반응합니다. STAT, p53 및 호르몬 신호 전달 경로의 핵심 전사 코레귤레이터인 E3 SUMO-단백질 리가제 PIAS1 (O75925)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PIAS1 Rabbit pAb
비고/별칭	GBP; ZMIZ3; DDXBP1; GU/RH-II; PIAS1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	8554
GeneID	8554
면역원(Immunogen)	사람 PIAS1 (NP_057250.1)의 아미노산 1-140에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O75925
단백질 분자량	72kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)