

Pias2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - O75928

품목 번호: CM0004247



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 PIAS2 Rabbit 단클론 항체는 인간, 마우스, 래트와 반응하며, 전사 조절에 관여하는 E3 SUMO-단백질 리가아제 PIAS2를 표적합니다. STAT, p53 및 스테로이드 호르몬 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PIAS2 Rabbit mAb
비고/별칭	DIP; MIZ1; SIZ2; ARIP3; PIASX; ZMIZ4; PIAS2
종	인간
GeneID (인간)	9063
GeneID	9063
면역원	합성 펩타이드 인간 PIAS2 (NP_004662.2)의 아미노산 50-150에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O75928
단백질 무게	45kDa/63kDa/68kDa
배송	아이스백