

Wb, Ihc-P, Elisa용 Pias3 Rabbit Pab - Q9Y6X2

품목 번호: CM0030940



소개

인간 PIAS3에 대한 Rabbit polyclonal antibody로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 내인성 PIAS3을 검출합니다. 전사 조절 및 암에 관여하는 E3 SUMO 리가아제입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	PIAS3 Rabbit pAb
비고/별칭	ZMIZ5; PIAS3
종	인간
GeneID (인간)	10401
GeneID	10401
면역원	인간 PIAS3 (NP_006090.2)의 아미노산 452-628에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y6X2
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백