

Pigr 토끼 다클론 항체, Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 - O70570

품목 번호: CM0030305



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 검증된 PIGR 토끼 pAb입니다. 세포투과 및 점막 면역에 관여하는 쥐/랫트 다량체 면역글로불린 수용체(~83 kDa)를 검출합니다. 면역검출 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PIGR 토끼 pAb
종	마우스
유전자ID (인간)	5284
유전자ID	18703
면역원	마우스 PIGR (NP_035212.2)의 아미노산 19-645에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O70570
단백질 분자량	83 kDa
배송 방식	아이스 팩