

Pik3Cg 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P48736

품목 번호: CM0015395



소개

인간 PIK3CG(p110γ)를 표적으로 하는 웨스턴 블롯 및 ELISA용 토끼 다클론 항체입니다. GPCR 신호 전달 및 면역 세포 이동에 관여하는 126 kDa PI3Kγ 촉매 서브유닛을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PIK3CG 토끼 pAb
비고/별칭	PI3K, PIK3, IMD97, PI3CG, PI3Kgamma, p110gamma, p120-PI3K
반응 종	인간
유전자 ID	5294
면역원	인간 PIK3CG(NP_002640.2)의 아미노산 1-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P48736
단백질 분자량	126kDa
배송 방식	아이스백