

Wb 및 Elisa용 Pin4 토끼 단클론 항체 - Q9Y237

품목 번호: CM0002175



소개

인간 PIN4를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 전반에서 내인성 PIN4 수준을 검출합니다. 핵소체 및 염색질 생물학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	PIN4 토끼 mAb
비고/별칭	EPVH; PAR14; PAR17; hEPVH; hPar14; hPar17; PIN4
종	인간
유전자ID (인간)	5303
면역원	합성 펩타이드; 인간 PIN4(Q9Y237)의 아미노산 52-131 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y237
단백질 분자량	14kDa
배송 방식	아이스 팩