

Pip5K1A 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q99755

품목 번호: CM0025349

소개

이 PIP5K1A 토끼 다클론 항체는 WB, IHC-P 및 ELISA에서 인간 및 생쥐의 PIP5K1A (63 kDa)를 검출합니다. PIP5K1A는 PIP2를 생성하는 지질 키나아제로, 신호 전달, 액틴 역학 및 세포 이동을 조절합니다. 세포 신호전달 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PIP5K1A 토끼 pAb
비고/별칭	PIP5K1A
종	인간
유전자 ID (인간)	8394
유전자 ID	8394
면역원	재조합 단백질 (인간 PIP5K1A (NP_001129109.1)의 아미노산 231-500에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q99755
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스 팩