

Piwil2 Rabbit Pab - Piwil2

품목 번호: CM0030004

소개

PIWIL2 Rabbit pAb는 마우스 PIWIL2의 재조합 융합 단백질에 대해 제작된 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되어 마우스 및 랫드 PIWIL2 단백질을 검출하므로, IVD 연구 및 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PIWIL2 Rabbit pAb
비고/별칭	mili; Piwil1l; PIWIL2
종	마우스
유전자 ID (인간)	55124
유전자 ID (마우스)	57746
면역원	마우스 PIWIL2 (Q8CDG1)의 아미노산 398-652에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
단백질 분자량	105kDa/109kDa
배송	아이스백