

Wb, If/Icc, Elisa용 Piwil4 토끼 단클론 항체 - Q7Z3Z4

품목 번호: CM0005630

소개

PIWIL4 토끼 단클론 항체(HIWI2, MIWI2)는 인간, 마우스, 래트와 반응성이 확인되었으며 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. piRNA 매개 전이인자 침묵에 관여하는 97kDa PIWIL4를 표적으로 합니다. 생식선 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PIWIL4 토끼 mAb
비고/별칭	HIWI2; MIWI2; PIWIL4
종	인간
GeneID (인간)	143689
GeneID	143689
면역원	재조합 단백질 (인간 PIWIL4 (NP_689644.2)의 아미노산 272-383에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q7Z3Z4
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백