

Piwil4 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q7Z3Z4

품목 번호: CM0018573

소개

인간 PIWIL4(HIWI2/MIWI2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합하며 마우스와 쥐와 교차 반응합니다. 트랜스포존 침묵화 및 정자형성에 관여하는 piRNA 경로 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PIWIL4 토끼 pAb
비고 / 별칭	HIWI2; MIWI2; PIWIL4
종	인간
GeneID (인간)	143689
GeneID	143689
면역원	인간 PIWIL4 (NP_689644.2)의 아미노산 260-460에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q7Z3Z4
단백질 분자량	97kDa
배송 방식	아이스백