

Wb, If/Icc, Elisa용 Pkc-Beta 토끼 다클로날 항체 - P05771

품목 번호: CM0029916



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA 애플리케이션을 위해 인간 PKC-beta (PRKCB)를 타겟팅하는 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. B-세포 수용체 신호 전달, 세포자멸사 및 인슐린 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PKC-beta Rabbit pAb
비고/별칭	PKCB; PRKCB1; PRKCB2; PKCI(2); PKCbeta; PKC-beta
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID	5579
면역원(Immunogen)	인간 PKC-beta (NP_002729.2)의 아미노산 220-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	P05771
단백질 분자량	77kDa
배송(Shipping)	아이스백