


Pkc 델타 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q05655

품목 번호: CM0013187



소개

PKC 델타(nPKC-delta, Q05655)를 표적으로 하는 Rabbit polyclonal 항체로 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 세포사멸, 암, 세포 신호전달 연구에 적합.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	PKC 델타 Rabbit pAb
비고/별칭	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; PKC delta
종	인간
유전자 ID (인간)	5580
유전자 ID	5580
면역원	인간 PKC 델타 (NP_006245.2)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q05655
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스백