


Pklr Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P30613

품목 번호: CM0016282



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 검증 PKLR 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 랫트 PKLR 인식. 해당과정 및 암 대사 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PKLR Rabbit pAb
비고/별칭	PK1; PKL; RPK; PKRL; PKLR
종	인간
GeneID (Human)	5313
GeneID	5313
면역원	인간 PKLR (NP_000289.1)의 아미노산 446-556에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P30613
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백