


Wb, Ihc-P, Elisa용 Pkm1 특이성 토끼 단일클론 항체 - P14618

품목 번호: CM0002518



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 PKM1 특이성 토끼 단일클론 항체입니다. 해당과정에 관여하는 피루브산 키나아제 성인 아이소폼을 표적으로 합니다. 사람, 생쥐, 쥐와 반응합니다. 대사 및 암 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	PKM1 특이성 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; PKM1-specific
종	사람
유전자ID (사람)	5315
유전자ID	5315
면역원	사람 PKM1 (NP_001193728.1)의 아미노산 350-450 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P14618
단백질 분자량	58 kDa
배송 방식	아이스 팩