


Pkm1 특이적 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14618

품목 번호: CM0022070



소개

인간 PKM1(피루브산 키나제 M1 아이소폼)을 특이적으로 인식하는 토끼 폴리클로날 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨; 마우스 및 래트와 교차 반응. 성체 조직에서 해당작용 및 에너지 대사 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PKM1 특이적 Rabbit pAb
비고/별칭	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; PKM1-specific
종	인간
GeneID	5315
면역원	합성 펩타이드: 인간 PKM1-specific (NP_001193728.1)의 아미노산 350-450 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14618
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백