


## Plod3 Rabbit Mab - O60568

품목 번호: CM0002894



### 소개

사람 PLOD3/LH3를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 콜라겐 라이신 수산화, 글리코실화 및 기저막 생물학 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | PLOD3 Rabbit mAb                                                         |
| 비고/별칭       | LH3; PLOD3                                                               |
| 종           | 사람 (Human)                                                               |
| 유전자 ID (사람) | 8985                                                                     |
| 유전자 ID      | 8985                                                                     |
| 면역원         | 사람 PLOD3 (NP_001075.1)의 아미노산 25-306에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질 / 재조합 융합 단백질. |
| 공급원         | 토끼 (Rabbit)                                                              |
| 카테고리        | 단일클론 항체                                                                  |
| 응용          | WB, IHC-P, ELISA                                                         |
| 교차 반응성      | 사람 (Human)                                                               |
| SWISS       | O60568                                                                   |
| 단백질 분자량     | 85kDa                                                                    |
| 배송          | 아이스백                                                                     |