

Plxis 모티프 토끼 Pab

품목 번호: CM0020705

소개

합성 펩타이드에서 유래한 plxIS 모티프 표적 토끼 다클론 항체입니다. 인간 교차 반응성을 바탕으로 Western blot(WB) 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증되었습니다. plxIS 모티프를 포함하는 단백질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	plxIS 모티프 토끼 pAb
면역원	plxIS 모티프에서 유래한 합성 펩타이드
종	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
배송	아이스팩