

웨스턴 블롯 및 Elisa용 Pmpcb 토끼 다클로날 항체 - O75439

품목 번호: CM0026606

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 애플리케이션용 미토콘드리아 처리 펩티다제 베타 서브유닛(PMPCB)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 PMPCB를 인식하며, 미토콘드리아 단백질 수입 및 처리 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PMPCB Rabbit pAb
비고/별칭	MAS1, MPPB, P-52, MPP11, MPPP52, Beta-MPP, PMPCB
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	9512
유전자 ID	9512
면역원(Immunogen)	사람 PMPCB (NP_004270.2)의 아미노산 110-380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O75439
단백질 분자량	54kDa
배송(Shipping)	아이스백