


Wb, Elisa용 Pms2 토끼 단클론 항체 - P54278

품목 번호: CM0010028



소개

인간 PMS2를 표적으로 하는 고헤이성 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. DNA 불일치 복구 연구 및 린치 증후군 연구에 필수적입니다. 96 kDa 밴드를 검출합니다 (UniProt P54278).

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PMS2 토끼 mAb
비고/별칭	MLH4, PMS-2, PMSL2, HNPCC4, LYNCH4, MMRC4, PMS2CL, PMS2
종	인간
GeneID (인간)	5395
GeneID	5395
면역원	인간 PMS2 (P54278)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P54278
단백질 분자량	96kDa
배송 방법	아이스 팩