


Pnmt Rabbit Pab - P11086

품목 번호: CM0030876



소개

PNMT 토끼 다클론 항체는 WB 및 ELISA 적용을 위한 제품입니다. 인간 및 마우스 페닐에탄올아민 N-메틸트랜스퍼라제(31 kDa)를 검출하며, 이는 카테콜아민 생합성의 핵심 효소입니다. IVD 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PNMT Rabbit pAb
비고/별칭	PENT, PNMTase, PNMT
종	인간
GeneID (인간)	5409
GeneID	5409
면역원	제조합 단백질: 인간 PNMT (NP_002677.1)의 아미노산 1-282에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원산지	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P11086
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백