

Pnn Rabbit Pab For Wb, Elisa - Q9H307

품목 번호: CM0022751

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 PNN Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 세포 접착 및 종양 억제에 관여하는 전사 활성 인자 및 스플라이싱 인자인 인간 및 쥐 PNN을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PNN Rabbit pAb
비고/별칭	DRS; DRSP; SDK3; memA; PNN
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5411
GeneID	5411
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 PNN (NP_002678.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q9H307
단백질 분자량	82kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)