

Wb 및 Elisa용 Pnpla3 토끼 다클로날 항체 (Adiponutrin, Ipla2-Epsilon) - Q9Nst1

품목 번호: CM0027850

소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용 인간 PNPLA3(adiponutrin, iPLA2-epsilon)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 PNPLA3를 검출하며, 지질 대사 및 NAFLD 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PNPLA3 Rabbit pAb
비고/별칭	ADPN; C22orf20; iPLA(2)epsilon; PNPLA3
종(Species)	Human (인간)
Gene ID (Human)	80339
Gene ID	80339
면역원(Immunogen)	제조항 단백질 인간 PNPLA3 (NP_079501.2)의 아미노산 377-481에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	Q9NST1
단백질 분자량	53kDa
배송(Shipping)	아이스백