


## Polr2I 토끼 Pab - P36954

품목 번호: CM0020312



### 소개

DNA 지향성 RNA 중합효소 II 소단위체 RPB9(POLR2I) 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 사용됩니다. 인간 및 마우스와 교차 반응하며, Pol II 전사 연구에 활용됩니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명        | POLR2I 토끼 pAb                                                |
| 비고/별칭      | RPB9; hRPB14.5; POLR2I                                       |
| 종          | 인간                                                           |
| 유전자 ID(인간) | 5438                                                         |
| 유전자 ID     | 5438                                                         |
| 면역원        | 인간 POLR2I(NP_006224.1)의 아미노산 1-125에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 출처         | 토끼                                                           |
| 분류         | 다클론 항체                                                       |
| 적용 분야      | WB, ELISA                                                    |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스                                                      |
| SWISS      | P36954                                                       |
| 단백질 분자량    | 15kDa                                                        |
| 배송         | 아이스팩                                                         |