


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Pp2A 알파/베타 토끼 단일클론 항체 - P67775 / P62714

품목 번호: CM0009734



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 PP2A 알파/베타 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 PP2A 촉매 소단위체와 반응하며, 세린/트레오닌 인산가수분해효소 활성화 및 신호 전달 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PP2A 알파/베타 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	PP2Abeta; PP2CB; PP2A alpha + beta
종	인간
GeneID (인간)	5515/5516
GeneID	5515/5516
면역원	합성 펩타이드: 인간 PP2A alpha + beta(P62714)의 아미노산 200-309 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P67775/P62714
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스팩