

Ppa2 Rabbit Pab For Wb, If/Icc, Elisa - Q9H2U2

품목 번호: CM0018826

소개

PPA2 토끼 폴리클론항체는 웨스턴 블롯, 면역형광, ELISA 검증을 완료했습니다. 인간, 마우스, 랫트 PPA2와 교차반응합니다. 미토콘드리아 피로인산분해효소 및 세포 에너지 대사 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PPA2 Rabbit pAb
비고/별칭	SCF1; SCFAI; HSPC124; SID6-306; PPA2
종	인간
GeneID (Human)	27068
GeneID	27068
면역원	인간 PPA2 (NP_008834.3)의 아미노산 잔기 33-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9H2U2
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백