


Ppara 토끼 다클론 항체(Pab) - Q07869

품목 번호: CM0028140



소개

WB, ELISA 검증을 거친 PPARα 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐(rat)의 PPARα를 인식합니다. 지질 대사 및 핵 수용체 연구에 이상적입니다. CamelBio에서 제공하는 신뢰할 수 있는 체외진단(IVD) 원료입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPARα 토끼 다클론 항체(pAb)
비고/별칭	PPAR; NR1C1; hPPAR; PPARalpha; PPAR-alpha; PPARα
종(Species)	인간
유전자 ID (인간)	5465
유전자 ID	5465
면역원	인간 PPARα의 1-92 아미노산 서열에 해당하는 제조합 융합 단백질 (NP_005027.2).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체(Polyclonal Antibodies)
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐(Rat)
SWISS	Q07869
단백질 무게	52kDa
배송	아이스팩