


Wb, If/Icc, Elisa용 Ppbp 토끼 Mab - P02775

품목 번호: CM0006050



소개

CamelBio의 고품질 PPBP 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 혈소판 기본 단백질(CXCL7/NAP-2)을 타겟으로 합니다. IVD 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPBP 토끼 mAb
비고/별칭	PBP; TC1; TC2; TGB; LDGF; MDGF; TGB1; B-TGI; CTAP3; CXCL7; NAP-2; SCYB7; THBGB; LA-PF4; THBGB1; Beta-TG; CTAPIII; CTAP-III; PPBP
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5473
GeneID	5473
면역원	인간 PPBP (NP_002695.1)의 아미노산 59-128에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P02775
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스 백(Ice bag)