


Ppih Rabbit Pab - O43447

품목 번호: CM0018600



소개

인간 PPIH(CypH)를 표적으로 하는 재조합 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA 검증됨. 생쥐 및 쥐와 교차 반응함. PPIH는 펩티달-프롤릴 이성질화효소 및 스플라이소좀 구성 요소로, 스플라이싱 및 샤페론 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPIH Rabbit pAb
비고/별칭	CYPH; CYP-20; USA-CYP; SnuCyp-20; PPIH
종	인간
유전자 ID (인간)	10465
유전자 ID	10465
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	O43447
단백질 무게	19kDa
배송	아이스백