

Ppil1 토끼 Pab - Q9Y3C6

품목 번호: CM0015450



소개

PPIL1 토끼 pAb는 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA에 대해 검증된 다클로날 항체입니다. 이 항체는 mRNA 스플라이싱과 뇌 발달에 관여하는 스플라이스솜 관련 펩티딜-프롤릴 이머라제인 인간 PPIL1 (CYPL1)을 인식합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPIL1 토끼 pAb
비고/별칭	CYPL1; PCH14; hCyPX; PPIase; CGI-124; PPIL1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	51645
GeneID	51645
면역원	인간 PPIL1 (NP_057143.1)의 아미노산 1-166에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9Y3C6
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스 백(Ice bag)