


Ppil2 Rabbit Pab For Wb, Elisa - Q13356

품목 번호: CM0027240



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 대해 검증된 고품질 PPIL2 토끼 폴리클론항체로, 인간 및 마우스에 대한 교차 반응성을 보입니다. 스플라이싱 및 단백질 분해에서 유비퀴틴 리가제 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPIL2 Rabbit pAb
비고/별칭	CYC4; CYP60; UBOX7; Cyp-60; hCyP-60; PPIL2
종	인간
GeneID (Human)	23759
GeneID	23759
면역원	인간 PPIL2 (NP_680481.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13356
단백질 무게	59kDa
배송	아이스백