


## Wb, If/Icc, Elisa용 Ppil4 토끼 다가 클로날 항체 - Q8Wua2

품목 번호: CM0024567



### 소개

인간 샘플 내 57kDa Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like 4 검출용 PPIL4 토끼 다가 클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB), 면역형광법(IF/ICC) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | PPIL4 Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭                    | HDCMEI3P; PPIL4                                                |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                      |
| GeneID (인간)              | 85313                                                          |
| GeneID                   | 85313                                                          |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 PPIL4 (NP_624311.1)의 아미노산 301-492에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                     |
| 카테고리                     | 다가 클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                               |
| 응용(Application)          | WB, IF/ICC, ELISA                                              |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human)                                                      |
| SWISS                    | Q8WUA2                                                         |
| 단백질 분자량                  | 57kDa                                                          |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                 |