

Ppm1G 토끼 Mab (Wb 및 Elisa용) - O15355

품목 번호: CM0003623

소개

인간 PPM1G(PP2Cγ)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증이 완료되었으며, 세포 신호 전달에 관여하는 59kDa 포스파타아제를 검출합니다. 연구 용도로 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PPM1G 토끼 mAb
비고/별칭	PP2CG; PPP2CG; PP2CGAMMA; PPM1G
종	인간
유전자ID (인간)	5496
유전자ID	5496
면역원	인간 PPM1G (O15355)의 아미노산 301-450에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O15355
단백질 분자량	59kDa
배송 방식	아이스백