


Wb 및 Elisa용 Ppp1Cc 토끼 다클론 항체 - P36873

품목 번호: CM0022179



소개

PPP1CC 토끼 pAb는 인간 세린/트레오닌-단백질 인산가수분해효소 PP1-감마 촉매 소단위에 대한 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 세포 주기, 일주기 리듬 및 MAPK 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPP1CC 토끼 pAb
비고/별칭	PP1C, PP-1G, PPP1G, PPP1CC
종	인간
GeneID	5501
면역원	인간 PPP1CC(NP_002701.1)의 아미노산 1~323에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P36873
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스팩