

Prkar1A 토끼 다클론 항체 (Ko 검증 완료), Wb, If/Icc, Elisa용 - P10644

품목 번호: CM0016684



소개

인간 PRKAR1A를 타겟으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 넉아웃으로 검증되었고 WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. cAMP 신호전달 경로 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] PRKAR1A 토끼 pAb
비고/별칭	CAR; CNC; CNC1; PKR1; TSE1; ADOHR; PPNAD1; PRKAR1; ACRDYS1; 1A
종	인간
유전자ID (인간)	5573
유전자ID	5573
면역원	인간 PRKAR1A (NP_002725.1)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P10644
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스팩