

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Prmt1 토끼 다클론 항체 - Q99873

품목 번호: CM0017484



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 PRMT1 토끼 다클론 항체. 사람, 마우스, 쥐에서 반응합니다. 단백질 아르기닌 N-메틸트랜스퍼라아제 1을 타겟팅합니다(UniProt: Q99873). 후성유전학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PRMT1 토끼 pAb
비고/별칭	ANM1; HCP1; IR1B4; HRMTIL2; PRMT1
종	사람
유전자ID (사람)	3276
유전자ID	3276
면역원	사람 PRMT1 (NP_001527.3)의 아미노산 270-371에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q99873
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스 팩