

Wb 및 Elisa용 Prodh 토끼 다클론 항체 - O43272

품목 번호: CM0028298

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 다클론 토끼 항-PRODH 항체입니다. 인간, 마우스, 래트의 내인성 프롤린 탈수소효소 1을 검출합니다. 표적 단백질은 프롤린 대사의 핵심이 되는 미토콘드리아 효소로, 암 및 조현병과 연관되어 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRODH 토끼 다클론 항체
비고/별칭	POX; PIG6; HSPOX2; PRODH1; PRODH2; TP53I6; PRODH
종	인간
유전자 ID (인간)	5625
유전자 ID	5625
면역원	재조합 단백질 인간 PRODH(NP_057419.4)의 아미노산 321-600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43272
단백질 분자량	68kDa
배송 방식	아이스백