

Db 및 Elisa 응용을 위한 프로게스테론 토끼 단일클론 항체 - A26215

품목 번호: CM0009733

소개

프로게스테론 토끼 단일클론 항체 (Cat. No. A26215)는 도트 블롯(DB) 및 ELISA에 적합한 종 비의존적 시약입니다. 이 항체는 호르몬 분석법 개발 및 진단 연구에서 프로게스테론 검출을 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	프로게스테론 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	프로게스테론
면역원	프로게스테론에 상응하는 화합물.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	DB, ELISA
교차 반응성	종 비의존적
배송	아이스백