


Proteasome 20S Lmp7 Rabbit Pab - P28062

품목 번호: CM0021742



소개

인간 Proteasome 20S LMP7 서브유닛(PSMB8, 30kDa)에 대한 토끼 폴리클론 항체. 인간, 마우스, 래트에 대한 교차반응성을 가진 WB 및 ELISA 검증 완료. 면역프로테아좀 및 항원 처리 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Proteasome 20S LMP7 Rabbit pAb
비고/별칭	JMP; ALDD; LMP7; NKJO; D6S216; PRAASI; PSMB5i; RING10; D6S216E; Proteasome 20S LMP7
종	인간
GeneID (인간)	5696
GeneID	5696
면역원	제조합 단백질: 인간 Proteasome 20S LMP7의 아미노산 167-276에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질. (NP_683720.2).
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P28062
단백질 무게	30kDa
배송	아이스백