

## Proz 토끼 다클론 항체 - P22891

품목 번호: CM0023966



### 소개

비타민 K 의존성 단백질 Z를 표적으로 하는 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 응고 및 지혈 연구에 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

| 파라미터        | 값                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | PROZ 토끼 다클론 항체                                                   |
| 비고/별칭       | PZ; PROZ                                                         |
| 종           | 인간                                                               |
| 유전자 ID (인간) | 8858                                                             |
| 유전자 ID      | 8858                                                             |
| 면역원         | 제조항 단백질[인간 PROZ(NP_003882.1)의 아미노산 220-340번 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질] |
| 생산 기원       | 토끼                                                               |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                           |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                        |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                      |
| SWISS       | P22891                                                           |
| 단백질 분자량     | 45kDa                                                            |
| 배송 방식       | 아이스 팩                                                            |