

Wb, Elisa용 Prpf31 토끼 단일클론 항체 - Q8Wwy3

품목 번호: CM0007011



소개

U4/U6 snRNP Prp31을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, 핵심 스플라이소좀 단백질입니다. 인간 샘플을 사용한 WB 및 ELISA 응용에 대해 검증되었으며, 분자량은 55 kDa입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PRPF31 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	RP11, PRP31, SNRNP61, NY-BR-99, PRPF31
종	인간
GeneID (인간)	26121
GeneID	26121
면역원	인간 PRPF31(Q8WWY3)의 아미노산 350-450 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8WWY3
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스팩